


## バイオリズム

長さ 95 cm × 幅 65 cm ￥138,000(税抜)

### 簡単操作のコントローラー

温熱のみ・電位のみ、温熱と電位交互の切替、温度調節、電位の強弱、タイマーセットなどすべての操作がお手元で、簡単に操作できる便利なコントローラーです。

温度設定は一目でわかるスイッチ式、また表示ランプが今行っている治療の種類をお知らせします。



### 「安全上のご注意」

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 「△危険」(電位治療時)

下記のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー等の体内埋め込み型医用電子機器。
- 人工心臓等の生命維持用医用電子機器。
- 心電図等の装置型の医用電子機器。

### 「注意」

- 加療中で体調のすぐれない方は、医師の指示をお受けください。
- 温熱治療時、低温やけどの恐れがありますので、乳幼児や身体の不自由な方は周囲の方が使用温度に注意してあげてください。
- 本品に万一故障等発生の場合は、お買い求め先までご一報ください。
- 分解や修理・改造を行わないでください。

### ■ HAPIマーク ■

HAPIマークは業界の定める基準に適合するホームヘルス機器等に貼付されています。

「信頼と安心、製品を選ぶ目安」としてお確かめください。



製造元 石野夫人

〒171-0043 東京都豊島区要町1-2-2

発売元 アルテミス株式会社 マミーズパウ事業部

〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂5-5-14



大切な存在と  
ず〜っと一緒。

# Biorhythm

電位・温熱組合せ 家庭用医療機器  
バイオリズム

(厚生労働省認可：医療機器認証番号 226AKBZX00009000)

Mamm's paw  
Dog Dental & Care

<http://www.mammypaw.com>

# 元気に朝すっきり良質な快眠を

「朝すっきり目覚め、元気に過ごせる」これが良質で気持ちの良い睡眠。  
 生命は、日々ストレスを抱えたまま発散できず、良質な睡眠がとりづらくなっています。  
 そんな毎日の睡眠を良質に変えられる「バイオリズム」は、リラックスした状態で入眠を促します。

電位・温熱組合せ家庭用医療機器

## Biorhythm バイオリズム 3つのポイント

ポイント1

### 家庭用電位・温熱組合せ交互治療器

- 血行促進 ■疲労回復 ■胃腸活発
- 神経痛・筋肉痛緩和

治療導子として使用しているカーボン発熱体が優しくソフトな暖かさで包み込みます。

身体に適度な温熱を加えると、血管が拡張し、血液やリンパ液の循環が良くなって疲労が回復し、筋肉のコリや痛みが和らぎます。腹部を温めると、腸の運動や胃液の分泌が調整されるので、温めるだけで消化器系の不快な症状の改善に効果があります。



### 温熱治療

- 頭痛 ■肩こり ■不眠症 ■慢性便秘解消

身体にマイナス電位を与えることにより、視床下部付近に影響を与え、自律神経機能や内分泌機能の改善に効果があります。刺激感が無く、毎日快適に使えます。また、発熱させないので電気代がかかりません。




### 電位治療

**交互治療** ⑧ **温熱と電位**。それぞれの特徴ある働きを交互に自動的に行います。その両方の効果が得られます。

温熱と電位の治療が交互にしかも自動的にご使用できます。

交互の場合、治療開始は温熱治療30分から始まります。



ポイント2

### 軽量タイプなのに優れた機能

#### 【マットの構造について】

上・下キルト、ヒーターユニットの3つの層から作られています。優しいクッション性で身体をしっかりと支え快適にお使い頂けます。



#### 特殊カーボン線面発熱体

身体を温める作用の温熱治療の治療導子として使用。導電糸がそれぞれ独立していることから安全性の高い構造になっています。特殊配合塗料をコーティングしており大きな遠赤外線効果が得られます。

ポイント3

### 安心の品質とこだわりの素材



#### マイティトップII ECO(帝人ファイバー)

ダニを寄せ付けず、嫌な臭いも防ぐ。高い防ダニ効果を発揮し、ダニを寄せ付けにくく。細菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験など、様々な試験で安全性を確認しています。また、リサイクルポリエステル繊維「エコベット®」を使用しています。

ワンちゃんと一緒に  
ハッピーライフ

